

I skal bruge 2 portioner rødkålssaft.

Til den ene portion tilsættes 1M NaOH dråbevis (med pipette), indtil væsken netop bliver grønlig.

I skal også bruge en æske med indikatorpapir og en skala.

Tag 3 reagensglas i en holder.

Kom en smule af det samme stof i de 3 glas.

- Tilsæt et par dråber rød rødkålssaft til nr. 1.
- Tilsæt et par dråber grøn rødkålssaft til nr. 2.
- Mål pH i nr. 3 med indikatorpapir.

Hæld ud i affaldsbeholderne og prøv med næste stof.

Stof	Rødt rødkål	Grønt rødkål	Indikatorpapir	pH
Citron				
Grapefruit				
Eddike				
Soda				
Salmiakspiritus				
Ananas				
Juice				
Saltsyre				
Saltvand				